


STABLO AP

除電スピードが大幅アップ。新型イオナイザが登場!

静電気による影響を排除し、信頼性のある計量結果をお約束します。
粉末サンプル、薬包紙、容器などの除電に便利です。

Stress Free!

■ 除電速度の比較 (代表例)



測定条件

- ・ +1000Vから+100Vまでの時間
- ・ 評価機150×150mm CPM (Charge Plate Monitor帯電プレートモニター, 20pF) を使用
- ・ CPMとイオナイザとの距離 100mm
- ・ イオンバランスはプラスとマイナスの平均値で表示

- ▶ 卓越した除電能力! (確実な除電AC方式採用)
- ▶ ワイドなイオン吹出口による高速除電 (無風 (ファンなし)、除電時間: 従来比1/10に短縮)
- ▶ 長期間安心して使用できます。逆帯電しません。
- ▶ 場所をとらないデザイン
- ▶ 島津だけの2 WAYホルダ付。コンパクトで手持ちもOK。

¥79,000

(消費税を含みません)

